


Reabilitações Totais

GUIA RÁPIDO
Solicitação de exames
Para Cirurgia Guiada

2021





ou



Realizar a moldagem
ou
o escaneamento da area edentula



Utilizar a propria protese do paciente
ou Fazer um novo enceramento



Utilizar a protese do paciente e fazer as marcacoes de guta OU duplicar a protese e fazer um guia tomografico com as marcacoes de guta em oclusao



Realizar de 3 a 5 pontos
de guta percha



Solicitar 1 a tomografia em formato DICOM com a protese posicionada em boca e em oclusao



Solicitar a 2 tomografia em formato
DICOM somente da protese

Então será necessário o envio dos seguintes arquivos:

- Escaneamento ou modelo em gesso da parte edentula
- Tomografia da boca do paciente com a protese em posicao ocluida e com as guta percha
- Tomografia somente da protese com as guta posicionadas no mesmo local



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!