


Ibero

GUIA RÁPIDO
Exportação de Arquivo
Restaurativo

2023






Abrir o site myitero.com

Rafael Aranha Cirurgião Dentista e Designer Técnico

✉ digital@lcaprotese.com.br ☎ 11 3819-2202


👉 www.laboratoriodeprotese.com.br



Fazer Login com seu usuario



Abrira essa Pagina



Clicar em Pacientes


Pesquisar pacientes

Nome ▲	N° de identificação	Data de nascimento	Data da última digitação
2, Test			14/02/2023
Adami, Emily			13/02/2023
Albarca, Adriana		01/05/1985	10/05/2023
Alves, Guilherme C		05/08/2000	15/03/2023
Bongiorni, Daniela	10459402838	11/11/1965	06/06/2023
Bussad, Igor	45435086884	18/06/1998	15/06/2023
Bussat, Sumaia	05146438897	06/06/1965	15/06/2023
Campos, Elisabete		31/03/1954	08/08/2023
Carvalho, Carlos			08/08/2023
Curso, Curso			
De Oliveira, Fabio		01/01/1990	
De Souza Filho, Luiz Carlos	13261235802	17/01/1971	15/06/2023
Estagiaria, Areska			13/02/2023
FERREIRA, JOAO			08/08/2023
Fidelis, Adriana		14/04/1979	14/03/2023
Forastiero, Suyanne			13/03/2023

Procurar o Paciente que
deseja exportar




Nome Do Paciente
Impulse, Teste



[Nova digitalização](#)

Pedidos				
ID	Data de digitalização	Tipo de caso	NIRI	Status
98208006	07/06/2022	Restaurativo	Sim	Concluído

Depois de Localizado abrir

Nome Do Paciente
Impulse, Teste 


[Nova digitalização](#)

Pedidos


ID	Data de digitalização	Tipo de caso	NIRI	Status
98208006	07/06/2022	Restaurativo	Sim	Concluído

[Visualizar Ficha](#) [Visualizador](#) [Exportar](#) [Relatório do iTero Scan](#)


Aparecera essas opções




Clicar em **EXPORTAR**




Abrira essa janela




Depois Clicar na setinha




Selecionar essa opção




Clicar em exportar




Abrir o site:
www.transfernow.net




Clicar em Começar




Localizar o arquivo que voce
quer enviar




Depois de localizar clicar em abrir




Ficará Assim




Clicar em enviar para
e colocar nosso email:
digital@lcaprotese.com.br



Depois de preencher o necessario
clicar em transferir



Aguardar carregar totalmente
a transferência do Arquivo



Pronto seu arquivo foi enviado!



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!