


Windows

**GUIA RÁPIDO**  
**Visualização de Arquivo**


---

**2021**







Email será Recebido Desta Forma




Clicar Onde mostra a seta (baixar)




Clicar Onde mostra a seta (baixar)




Localizar onde foi salvo o arquivo



Clicar com o botão direito do mouse




Clicar onde esta mostrando a seta  
(extrair para “nome do arquivo”.rar




Depois de Extraído ficará  
assim





abrir o seu navegador  
(eu estou usando o google chrome)



**exocad**  
webview

Conectando ao servidor

0%

exocad webview - Version 1.6.2  
Copyright © 2021 exocad GmbH

exocad


Acessar o site:  
<https://webview.dental/>

**Rafael Aranha** Cirurgião Dentista e Designer Técnico



✉ [digital@lcaprotese.com.br](mailto:digital@lcaprotese.com.br)

☎ 11 3819-2202

🖱 [www.laboratoriodeprotese.com.br](http://www.laboratoriodeprotese.com.br)



Clicar Onde mostra a seta  
(Carregar Arquivo)



exocad  
webview





exocad webview - Version 1.6.2  
Copyright © 2021 exocad GmbH

exocad

Localizar onde o arquivo foi salvo





**exocad**  
webview



exocad webview - Version 1.6.2  
Copyright © 2021, exocad GmbH


**exocad**

Abrir os arquivos que estão na pasta  
Upperjaw (superior)  
Lowerjaw (inferior)  
Bite (registro de mordida)  
STL= Preto e branco PLY = Colorido

**Rafael Aranha** Cirurgião Dentista e Designer Técnico

✉ [digital@lcaprotese.com.br](mailto:digital@lcaprotese.com.br) ☎ 11 3819-2202

👉 [www.laboratoriodeprotese.com.br](http://www.laboratoriodeprotese.com.br)



Depois de escolher quais arquivos abrir, clicar em abrir



Pronto, só visualizar o arquivo  
(lembrando que do lado esquerdo  
fica as opções para ocultar ou exibir  
o arquivo, caso queira tirar um e  
colocar outro ou visualizar um  
arquivo isolado)

Se persistir a duvida segue tutorial  
rapido em video abaixo:



Clique no ícone para abrir





**Clique nos ícones e nos  
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria  
técnica entre em contato conosco.**



**OBRIGADO!**